

尿
検査

薬物
反応


FDA
承認

【尿】概ね2~3日以内

尿中の濫用薬物(5種類)を一度に
確認！

万が一のリスクを未然に防ぎます！

- ・キットの先端を尿に浸すだけの簡単測定
- ・10分で判定、濫用薬物反応があれば色が
変わります。
- ・覚醒剤(2種)、大麻、コカイン、
ヘロインの5種に対応
〔その他も別途対応可能〕
- ・FDA(米国食品医薬局)承認
510(K)
- ・測定範囲は種類により異なります
- ・1ケース25セット入り



「まさか！」に備える、薬物チェック

濫用薬物検出・スクリーニングチェッカー

【唾液】概ね24時間以内

- ・採取した唾液をキットにつけるだけの簡単測定
- ・5分で判定、濫用薬物反応があれば色が
変わります。
- ・覚醒剤(2種)、大麻、コカイン、ヘロイン、フェンサイ
クリジンの6種類に対応〔その他も別途対応可能〕
- ・測定範囲は種類により異なります
- ・1ケース25セット入り

唾液の濫用薬物(6種類)を一度に
確認！

万が一のリスクを未然に防ぎます！



唾液
検査

薬物
反応

⚠ この商品は日本国内では医療機器の認証を受けておりません。
従ってあくまでも研究用試薬として取り扱い下さい。
陽性、擬陽性の結果となった場合は、医療機関などで高い定量
性のある方法で確認試験を行ってください。

⚠ 道交法第65条には「何人も酒気を帯びて運転してはならない」と定められています。本製品を道交法に反する行為を補助する道具として利用したり事故や
損害賠償の法的事実認定に使用することは一切できません。株式会社トライプロ及びその販売事業者は、本製品の利用の如何にかかわらず、道交法を含む法
律に反する行為や傷害事件、損害賠償等に関し一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

■総販売元

株式会社トライプロ

TRYPRO 〒213-0013

神奈川県川崎市高津区末長676

ライフゾーン梶ヶ谷2-2

TEL:044-866-2511 FAX:050-3488-7454

E-mail:info@trypro.co.jp URL:www.trypro.co.jp