

【販 売 名】	リフリーラ	【製 品 定 格】	AC100V 50/60Hz 5W	【基本周波数】	50-1000Hz
【医療機器の区分】	管理医療機器	【本 体 定 格】	6V $\square$ ・300mA	【パルスエネルギー】	120mJ以下
【 類 別 】	機械器具 (78) 家庭用電気治療器	【専用ACアダプター】	入力：AC100V 50/60Hz 出力：6V $\square$ 2.5A	【本 体 寸 法】	高さ25×長さ124×幅82(mm)
【一 般 的 名 称】	家庭用低周波治療器 (JMDNコード：70986000)	【タ イ マ ー】	30分	【本 体 質 量】	約110g
【医療機器認証番号】	222AGBZX00161A03	【出 力 電 流】	20mA以下	【外 観 材 料】	ケース：ABS
【機 種 名】	SM2IM	【出 力 電 圧】	28V	【安 全 装 置】	導子(粘着パッド/スポンジパッド)装着検出回路
				【製 造 国 名】	日本

### ⚠ 使用上の注意

ご使用前に必ず製品同梱の取扱説明書をお読みください。本製品は家庭用電気治療器です。業務用など他の目的での使用や、他の治療器と同時使用はしないでください。付属のACアダプターは本器専用に開発されたものです。他の機器に使用したり、専用のACアダプター以外の使用はしないでください。身体に異常を感じた場合や故障が見つかった場合は、直ちに使用を中止してください。

### ◎ 次の方は、絶対に使用しないでください。

ペースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器、人工心肺装置などの医用電気機器、心電計などの装着型の医用電気機器を使用されてる方。

### ◎ 次の方は、医師との相談のうえ、使用してください。

悪性腫瘍のある方、心臓に障害のある方、妊娠初期の不安定期や出産直後の方、体温が38℃以上(有熱期)の方/例：急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期や衰弱しているとき、安静を必要とする方、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性(疼痛性)疾患の方、糖尿病などによる高度の末しょう循環障害による知覚障害のある方、施療部位に皮膚の異常(感染症、創傷など)のある方、温度感覚喪失が認められる方、上記以外に特に身体の異常を感じている方。

- 写真やイラストはすべてイメージです。
- 製品仕様およびそのデザインは性能・機能向上のため、予告なく変更する場合があります。

詳しい商品情報は

リフリーラ 検索

販売元

株式会社イワミズ 大阪市淀川区西中島四丁目13-24花原第3ビル301号室



「いつまでも自分の力で、  
歩き続けたい方に」



家庭用電気治療器

re'freer

医療機器認証取得

医療機器認証番号：222AGZX00161A03