

お好みで選べる2つの使い方

ひざ専用サポーター

ひざ痛には付属のひざ専用サポーターを使用します。



粘着パッド

付属の粘着パッドで、肩、首、腰等の様々の部位の痛みに対し治療が可能です。



本体



<使用目的又は効果>
肩こりの緩和、麻痺した筋肉の萎縮の予防及びマッサージ効果。
一般家庭で使用するこ。

1回わずか30分！自宅で、簡単、ひざの治療！！



テレビ
を見ながら



おしゃべり
しながら



寝ころびながら



読書しながら

『幅広い層』を刺激して痛みを和らげる設計

同シリーズだけ！ 治療波が50～1,000Hzの間で連続的且つ自動的に切り替わる変調波




幅広い層の治療が可能！

1,000Hz
450Hz
900Hz
50Hz
800Hz


ひざ治療のメカニズムは複雑で、一定の周波数では治療が困難です！

深い部分の筋肉のコリをほぐし痛みを緩和

■一般的な低周波治療器（搬送波なし）



■リフリーラ（搬送波あり（変調波））



表皮
真皮
皮下組織
筋肉