



BANDEL®

#MAKEITBLUE

医療従事者への感謝を込めて

GHOST Luminous "Blue Edition" Bracelet / Necklace 発売のご案内



鮮やかな青が象徴するもの

BANDELによる上質なコレクションの一つ GHOST Luminous シリーズに、
青と白のコントラストがひととき鮮やかな限定コレクション” Blue Edition ” が加わります。

このGHOST Luminous ” Blue Edition ” は暗闇の中で青く発光することにご注目ください。

GHOST Luminous ” Blue Edition ” は医療従事者へ感謝の意味を込めて国内外の主要施設を青くライトアップする、
MAKE IT BLUE の活動に賛同し生まれた特別な限定コレクションで、ブレスレット・ネックレスともに初回限定生産です。



BANDELはMAKE IT BLUEの活動に賛同します。

#MAKEITBLUE



青く光る希望の光

世界中の医療従事者は、高い論理感と正義によって自己犠牲を伴いながらも困難に立ち向かう私たちの希望の光です。

GHOST Luminous ” Blue Edition ” を身につけることは医療従事者への尊敬と敬意を表す意思表示となります。

そして、医療従事者が昼夜問わず治療にあたり、その治療を受ける人と共に懸命に闘っていることを、

暗闇の中でも青く光る GHOST Luminous ” Blue Edition ” を目にする度に私たちは思い出すことができます。

GHOST Luminous ” Blue Edition ” の売上の一部は医療現場を支えるための支援金として寄付させていただきます。

※寄付の呼びかけの主体は BANDEL であり、MAKE IT BLUE実行委員会 と関連はありません。



製品仕様

製品名：GHOST Luminous Bracelet “ Blue Edition ”

-

カラー：Blue

サイズ：S / M / L

素材：プラチナシリコーン

-

販売価格：¥4,200(税抜)

-

発売日 / 2020.6.22

GHOST Luminous “ Blue Edition ” の売上の一部は
医療現場を支えるための支援金として寄付させていただきます。
※寄付の呼びかけの主体は BANDEL であり、
MAKE IT BLUE 実行委員会 と関連はありません。

プラチナシリコーンとは

『プラチナシリコーン』は従来のシリコーン素材よりも
人体に負荷の少ない素材で医療・衛生用品などに採用されています。
加えて引き裂き強度が上がり圧縮永久歪みが小さくなることから
耐久性にも優れています。

蓄光と発光について

本製品の一部分には蓄光素材を配合しています。
連続して 3 時間程度の露光（日光や明さが強い照明機器などに
照らされた状態）の後、製品を暗い空間に移すと約 15 分程度、
青白く発光していることを見ることができます。
発光の程度は徐々に弱くなり、最長 1 時間程度で
発光しなくなります。
発光しなくなった場合も、繰り返し光に照らすことで再度発光します。
・ 露光の時間が短い場合、また光量が少ない場合、発光の
時間が短く、また発光も弱い場合があります。
・ 蓄光素材は放射性物質ではありません。
・ 経年変化などで蓄光・発光の程度に変化が起きた場合でも
修理・修繕することはできません。



製品仕様

製品名：GHOST Luminous Necklace “ Blue Edition ”

-

カラー：Blue

サイズ：45cm / 50cm

素材：プラチナシリコーン

-

販売価格：¥5,200(税抜)

-

発売日 / 2020.6.22

GHOST Luminous ” Blue Edition ” の売上の一部は
医療現場を支えるための支援金として寄付させていただきます。
※寄付の呼びかけの主体は BANDEL であり、
MAKE IT BLUE 実行委員会 と関連はありません。

プラチナシリコーンとは

『プラチナシリコーン』は従来のシリコーン素材よりも
人体に負荷の少ない素材で医療・衛生用品などに採用されています。
加えて引き裂き強度が上がり圧縮永久歪みが小さくなることから
耐久性にも優れています。

蓄光と発光について

本製品の一部分には蓄光素材を配合しています。
連続して 3 時間程度の露光（日光や明さが強い照明機器などに
照らされた状態）の後、製品を暗い空間に移すと約 15 分程度、
青白く発光していることを見ることができます。
発光の程度は徐々に弱くなり、最長 1 時間程度で
発光しなくなります。
発光しなくなった場合も、繰り返し光に照らすことで再度発光します。
・ 露光の時間が短い場合、また光量が少ない場合、発光の
時間が短く、また発光も弱い場合があります。
・ 蓄光素材は放射性物質ではありません。
・ 経年変化などで蓄光・発光の程度に変化が起きた場合でも
修理・修繕することはできません。



MAKE IT BLUE とは

MAKE IT BLUE は医療関係者を象徴する“青”を個人個人が様々な方法で創造、表現することで
医療現場の最前線で闘っている方々に感謝の意を伝える運動です。
毎週木曜 20 時に街に青の明かりを照らして医療従事者に感謝の意を伝えようとロンドンからスタートした活動は、
その後イギリス全土に広まり、ヨーロッパ各国、アメリカ、アジア諸国と世界的なムーブメントになっています。
日本国内では、本国イギリスの MAKE IT BLUE 実行委員会より日本での展開の任を受け、
MAKE IT BLUE JAPAN 実行委員会が有志によるプロボノ活動として発足しました。
詳しくは <https://www.makeitbluejp.com/> をご覧ください。

#makeitblue #lightitblue
#青に感謝をこめて #メイクイットブルー

BANDELはMAKE IT BLUE 実行委員会の活動に賛同し、GHOST Luminous ” Blue Edition ” を発表致します。
売上の一部は医療現場を支えるための支援金として寄付させていただきます。
※寄付の呼びかけの主体は BANDEL であり、MAKE IT BLUE実行委員会 と関連はありません。