

新型コロナウイルス感染症対策

不特定多数の方が触れる、座る

送迎車や車椅子を 素早く簡単に除菌できる

作業時間の短縮を実現！



「除菌液剤をスプレーして拭き取る」この一連の作業を省くことができるナノミストバスターのご紹介です。持って吹きかけるだけ！除菌作業にかかる時間をそぎ落とします。噴霧される液は極微細ナノミストのため、拭き取り作業を省くことができます。



送迎車の車内の除菌清掃



車椅子の定期的な除菌に

電動消毒スプレーガンで 作業効率を大幅アップ



商品名称
ハンディミストバスター

販売価格 **7,480** 円 (税込)

ボタンを押して吹きかけるだけの簡単操作。毎日の清掃や除菌作業の時間を削減することができます。

液剤の性能比較表 (RESOL SHIELD とアルコール)

	RESOL SHIELD	アルコール
細菌類	○	△
洗浄	○ 完全脱脂の洗浄力あり	× 有機物汚れ(皮脂)除去できない
消臭	○ 臭いの元である細菌を洗浄し消臭	× 消臭効果なし
抗菌	○ 抗菌作用があり、帯電防止効果によりウイルスの付着も防止	× 抗菌効果なし
消費期限	○ 5年以上	○ 2～3年が目安
健康有害性	○ 極めて低い	× 吸収毒性の危険性があるとされている
対物有害性	○ 腐食なし	× アクリル・革・ゴムを侵す

※製品の脱脂、排水の油分・臭気の軽減、グリストラップの清掃・消臭、洗車、住宅用(家具、玩具、家電、コンロ周り、シンク周り、壁、床、寝具、浴槽、トイレ、洗面台、車、自転車、スマートフォン、フェイスシールド、マスク)にお使いいただけます。用途によって希釈してご利用いただけます。(基本希釈は20倍ですが、ご利用用途に応じて原液～50倍に希釈してご利用ください)

安心の日本製、高い除菌力 を持った除菌液剤



商品名称
RESOL SHIELD
液剤容量：1ℓ

販売価格 **7,700** 円 (税込)

除菌だけでなく防汚、防錆、光沢、静電防止、洗浄、消臭の副次効果もある、除菌洗浄剤 原液ボトルタイプです。

介護施設の消毒・除菌作業を効率良く、更に効果的に行う！

自動噴霧器

ご使用方法

① RESOL を希釈します



20倍希釈

水道水：200ml
液剤：10ml


210ml の液剤

② 液剤(希釈)をボトルへ



ボトル容量 250ml
※満タンに入れる必要はないため、液剤 10ml に対し水 200ml を混ぜます。

③ 準備完了



気になる箇所へ、噴霧します。ボタンを押すだけ簡単操作です！